

检 验 报 告

报告编号: GYH24051815A-R2-CN

委 托 方: 苏州康盛生物有限公司

样品名称: 0.5ml/0.75ml/1.0ml/1.0ml/2.0ml 预制

编码冻存管、1.0ml/2.0ml 普通冻存管

检验类别: 委托检验

熠品(贵阳)质量科技有限公司

声明

- 一、报告无检验机构检验报告专用章无效。
- 二、除全文复制外, 报告未经检验机构书面批准不得部分复制。
- 三、复制报告未重新加盖检验机构检验报告专用章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改无效。
- 六、对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出, 逾期不予受理。
- 七、报告结果仅适用于检验的样品。
- 八、对委托送样的样品及信息的真实性, 由委托方负责。

机构名称: 熠品(贵阳)质量科技有限公司

实验室地址: 贵州省贵阳市白云区同城大道 7888 号 16.18 栋 4 层 1 号

网 址: www.epintek.com

电 话: 0851-84614538

邮政编码: 550016

检验报告首页

样品名称	0.5ml/0.75ml/1.0ml/1.0ml/2.0ml 预制编码冻存管、1.0ml/2.0ml 普通冻存管	样品编号	GYH24051815A
委托方名称	苏州康盛生物有限公司		
委托方地址	江苏省苏州市吴江区友明路 508 号		
联系人	王俊维	联系方式	15684582540, junwei.wang@haierbiomedical.com
制造商/生产单位	制造商: 苏州康盛生物有限公司		
检验类别	委托检验	批号/序列号	/
收样数量	预制编码冻存管: 0.5ml:19pcs/0.75ml:16pcs/1.0ml:17pcs/1.0ml:15pcs/2.0ml:17pcs、普通冻存管: 1.0ml:17pcs/2.0ml:18pcs	型号/规格	0.5ml/0.75ml/1.0ml/1/2.0ml
收样日期	2024-06-04	检验日期	2024-06-13~2024-06-18
检验项目	本底物质		
检验依据	委托方技术要求		
检验结论	在本试验条件下, 被检样品所检项目检验结果详见检验报告页。 (检验报告专用章) 签发日期:		
备注	报告中的“NA”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。		

编制:
授权工程师

审核:
授权审核人
批准:
授权签字人

检 验 报 告 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	本底物质	委托方技术要求	/	详见附表 1	/

备注:

- 本底物质测试结果见附表1。
- 测试方法: 取各规格样品, 按照4 : 5 (1%的硝酸体积: 离心管容积) 的比例加入浓度为1%的硝酸溶液, 压紧管盖浸泡24小时。取浸提液混合均匀后, 采用电感耦合等离子体-质谱仪进行检测。

附表1 本底物质测量结果

序号	元素	测试结果 (µg/L)	序号	元素	测试结果 (µg/L)
1	Be	未检出, 检出限: 0.014	22	Nb	未检出, 检出限: 0.001
2	B	未检出, 检出限: 0.319	23	Mo	未检出, 检出限: 0.062
3	Mg	未检出, 检出限: 0.264	24	Ru	未检出, 检出限: 0.001
4	Ca	未检出, 检出限: 4.838	25	Rh	未检出, 检出限: 0.004
5	Sc	未检出, 检出限: 0.009	26	Pd	未检出, 检出限: 0.006
6	Ti	未检出, 检出限: 0.075	27	Ag	未检出, 检出限: 0.006
7	V	未检出, 检出限: 0.003	28	Cd	未检出, 检出限: 0.002
8	Cr	未检出, 检出限: 0.048	29	Sn	未检出, 检出限: 0.005
9	Mn	未检出, 检出限: 0.009	30	Sb	未检出, 检出限: 0.018
10	Fe	未检出, 检出限: 0.072	31	Cs	未检出, 检出限: 0.001
11	Co	未检出, 检出限: 0.002	32	Hf	未检出, 检出限: 0.001
12	Ni	未检出, 检出限: 0.044	33	Ta	未检出, 检出限: 0.001
13	Cu	未检出, 检出限: 0.050	34	W	未检出, 检出限: 0.006
14	Zn	未检出, 检出限: 0.113	35	Re	未检出, 检出限: 0.001
15	Ga	未检出, 检出限: 0.001	36	Os	未检出, 检出限: 0.019
16	Ge	未检出, 检出限: 0.003	37	Ir	未检出, 检出限: 0.009
17	As	未检出, 检出限: 0.013	38	Pt	未检出, 检出限: 0.001
18	Se	未检出, 检出限: 0.169	39	Au	未检出, 检出限: 0.245
19	Rb	未检出, 检出限: 0.003	40	Hg	未检出, 检出限: 0.025
20	Sr	未检出, 检出限: 0.010	41	Tl	未检出, 检出限: 0.001
21	Zr	未检出, 检出限: 0.003	42	Bi	未检出, 检出限: 0.003

以下空白

变更和偏离情况

本专题未涉及任何变更和偏离。



检 验 报 告 照 片 页

照片和说明

样品描述
物理状态: 固体

.....报告结束.....