

检 验 报 告

报告编号: GYH24051815A-R3-CN

委 托 方: 苏州康盛生物有限公司

样品名称: 0.5ml/0.75ml/1.0ml/1.0ml/2.0ml 预制编码冻存
管、1.0ml/2.0ml 普通冻存管

检验类别: 委托检验

熠品(贵阳)质量科技有限公司

声明

- 一、报告无检验机构检验报告专用章无效。
- 二、除全文复制外, 报告未经检验机构书面批准不得部分复制。
- 三、复制报告未重新加盖检验机构检验报告专用章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改无效。
- 六、对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出, 逾期不予受理。
- 七、报告结果仅适用于检验的样品。
- 八、对委托送样的样品及信息的真实性, 由委托方负责。

机构名称: 熠品(贵阳)质量科技有限公司

实验室地址: 贵州省贵阳市白云区同城大道 7888 号 16.18 栋 4 层 1 号 (物理、化学测试)

网 址: www.epintek.com

电 话: 0851-84614538

邮政编码: 550016

检验报告首页

样品名称	0.5ml/0.75ml/1.0ml/1.0ml/2.0ml 预制编码冻存管、1.0ml/2.0ml 普通冻存管	样品编号	GYH24051815A
委托方名称	苏州康盛生物有限公司		
委托方地址	江苏省苏州市吴江区友明路 508 号		
联系人	王俊维	联系方式	15684582540, junwei.wang@haierbiomedical.com
制造商/生产单位	苏州康盛生物有限公司		
检验类别	委托检验	批号/序列号	/
收样数量	预制编码冻存管: 0.5ml:19pcs/0.75ml:16pcs/1.0ml: 17pcs/1.0ml:15pcs/2.0ml:17pcs、 普通冻存管: 1.0ml:17pcs/2.0ml:18pcs	型号/规格	0.5ml/0.75ml/1.0ml/2.0ml
收样日期	2024-06-04	检验日期	2024-06-06~2024-06-13
检验项目	密封性能		
检验依据	委托方技术要求		
检验结论	在本试验条件下, 被检样品密封性能符合委托方技术要求。 (检验报告专用章) 签发日期:		
备注	报告中的“NA”表示此项不适用, 报告中 “/” 表示此项空白。		

编制:
授权工程师

审核:
授权审核人
批准:
授权签字人

检 验 报 告 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果		单项结论
1	密封性能	冻存管注入标定容积的水，称重记录 m_1 ，放室温（26℃）静置7天后，称重记录 m_2 ，测试失水量（ m_2-m_1 ）	1.4.4 平均周失水量 $<0.005g$	规格	平均周失水量	合格
				预制编码冻存管 0.5ml	0.0001g	
				预制编码冻存管 0.75ml	0.0004	
				预制编码冻存管 ^① 1.0ml	0.0013	
				预制编码冻存管 ^② 1.0ml	0.0010	
				预制编码冻存管 2.0ml	0.0001	
				普通冻存管 1.0ml	0.0015	
				普通冻存管 2.0ml	0.0007	
备注：/						
以下空白						

变更和偏离情况

本专题未涉及任何变更和偏离。

检 验 报 告 照 片 页

照片和说明	
	
样品描述	
样品无完整包装	

..... 报告结束