

苏州康盛生物有限公司

冻存盒冷冻跌落测试报告

1. 测试目的
- 对 0.50ML 冻存盒进行低温冷冻跌落测试，确认性能是否符合要求
2. 测试设备
- 冻存盒 低温冰箱
- 3.测试条件
- 低温冰箱：-80 度 48H
- 4 测试样品
- 4-1 样品名称： 0.5ML 冻存盒
- 5-2 样品数量： 3 个
- 5-3 测试日期： 2024/6/21 至 2024/6/24
5. 测试记录过程

区分	测试过程	测试标准及结果
测试条件		1. 0.50ML 冻存盒放置-80 度冰箱中，放置 48H
冷冻跌落测试		1.取出低温冷冻后的产品，从高度 1 米自然跌落； 2.实验三个，跌落后确认无破裂现象

6.测试结果：

冻存盒进行 48 小时冷冻后跌落测试，无破裂现象，符合品质要求。

测试人： 杨利

确认：肖昌锐

