

无金属析出物 满足检测标准



产品描述 Product Description

- 离心管采用医疗级聚丙烯制成,符合 USP Class-6 标准
- 15mL /50mL 锥形底设计,高透明,管体黑色刻度线清晰,预置白色书写区
- 管盖双螺纹设计,增强密封性,易于单手操作
- 平盖设计,盖顶可作为样本信息标记区域
- 无 RNase、无 DNase
- 辐照灭菌,安全无菌,无致热原
- 提供塑封袋装散装灭菌和非灭菌包装

应用广 价性王