

datasheet--锥形摇瓶

产品名称	锥形摇瓶
产品应用	1. 种子液复苏与扩增 2. 药物浓度筛选、细胞因子优化实验 3. 蛋白表达预实验 4. 悬浮细胞常规培养 5. 无菌液体的转运 6. 细胞培养工艺放大 7. 抗体/蛋白表达的中试生产
产品材料	PC(聚碳酸酯), 符合 FDA USP Class VI 级
细胞内毒素	美国药典(FDA)-国家处方集-通则 85, (2018- 05-01 生效) 内毒素检查法, 内毒素 < 0.005EU/mL。
无 DNase/RNase	参考《中国药典》, 检测结果为无 DNase/RNase
灭菌方式	电子束灭菌, 无菌保证水平: SAL=10-6
产品信息	温度范围:在室温下储存, 干燥环境, 避免阳光直射 保质期:生产日期后 3 年(确保包装完好)

一、产品介绍

二、产品信息

产品货号	类型	包装方式	包装规格
644061	锥形摇瓶, 125mL, PC 材质, 透气盖, 灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 , 24 包/箱
644062	锥形摇瓶, 250mL, PC 材质, 透气盖, 灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 , 12 包/箱


644063	锥形摇瓶，500mL，PC 材质，透气盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，12 包/箱
644064	锥形摇瓶，1000mL，PC 材质，透气盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，6 包/箱
671030	锥形摇瓶，2L，PC 材质，透气盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包,6 包/箱
671033	锥形摇瓶，3L，PC 材质，透气盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包,4 包/箱
671034	锥形摇瓶，5L，PC 材质，透气盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包,4 包/箱
646069	锥形摇瓶，125mL，PC 材质，透气盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 ，24 包/箱
646070	锥形摇瓶，250mL，PC 材质，透气盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 ，12 包/箱
646071	锥形摇瓶，500mL，PC 材质，透气盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，12 包/箱
646072	锥形摇瓶，1000mL，PC 材质，透气盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，6 包/箱
643057	锥形摇瓶，125mL，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 ，24 包/箱
643058	锥形摇瓶，250mL，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 ，12 包/箱
643059	锥形摇瓶，500mL，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，12 包/箱
643060	锥形摇瓶，1000mL，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，6 包/箱
671031	锥形摇瓶，2L，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包,6 包/箱
671035	锥形摇瓶，3L，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包,4 包/箱
671036	锥形摇瓶，5L，PC 材质，密封盖，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包,4 包/箱
645065	锥形摇瓶，125mL，PC 材质，密封盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 ，24 包/箱
645066	锥形摇瓶，250mL，PC 材质，密封盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包 ，12 包/箱

645067	锥形摇瓶，500mL，PC 材质，密封盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，12 包/箱
645068	锥形摇瓶，1000mL，PC 材质，密封盖，带挡板，灭菌	单独抽真空包装	1 个/包，6 包/箱

三、技术图纸


125mL 锥形摇瓶（透气盖/密封盖）

平底 带挡板




250mL 锥形摇瓶（透气盖/密封盖）

平底 带挡板



500mL 锥形摇瓶（透气盖/密封盖）

平底 带挡板



1000mL 锥形摇瓶（透气盖/密封盖）

平底 带挡板

