

产品白皮书

细胞培养板

1. 产品描述

有 TC 处理和未 TC 处理等规格，可用于细胞悬浮培养和细胞贴壁培养
包装采用特卫强盖纸，高强度、防潮防霉、防固体微粒穿透
无热原和内毒素，单个包装，保证实验结果稳定性
辐照灭菌
无 DNA 酶，无 RNA 酶
高透明度聚苯乙烯材质，便于显微镜下的观察
孔边略高于板面的设计，可防止交叉污染
左侧及上侧有字母数字标号，便于区分识别，方便记录
兼容性好，能兼容绝大多数多孔板仪器设

2. 应用场景

① 贴壁细胞培养

适用细胞类型：成纤维细胞、上皮细胞、肿瘤细胞等需贴壁生长的细胞

② 微镜实时观测

平底透明结构兼容倒置显微镜/共聚焦显微镜，支持活细胞成像、细胞迁移追踪（如划痕实验）

③ 光学检测类实验


MTT/CCK-8 法细胞增殖/毒性检测（96 孔板最常用）

荧光/化学发光检测（如 ELISA、钙离子荧光探针分析），需搭配黑色边框板减少孔间串扰

④ 克隆形成与单细胞培养

96 孔平底板用于有限稀释法单克隆筛选（如杂交瘤细胞株开发），确保低密度细胞均匀分布

3. 尺寸参数



证书&合规性

CERTIFICATE ◆ 认证证书

POSI
CERTIFICATE
质量管理体系认证证书

兹证明
苏州康盛生物有限公司

统一社会信用代码: 91320594MA24FCWF5H
注册地址: 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)文明路508号
经营地址: 江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)文明路508号A栋二楼

的质量管理体系适用于:

实验室用一次性塑料耗材的设计开发、生产和销售

已通过上海波西认证有限公司根据标准:
GB/T 42061-2022/ISO 13485:2016

审核和注册

本认证要求组织必须按照上述标准保持其质量管理体系,并由POSI进行监督。
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。
查询网站: www.posicert.com
该证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://cx.cnca.cn>查询。

  
总经理

证书编号: 381210007R1S
首次发证日期: 2021.07.13 本次发证日期: 2024.07.08 有效期至: 2027.07.12

上海波西认证有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号1402A室 Email: info@posicert.com

CERTIFICATE ◆ 认证证书

POSI
CERTIFICATE
质量管理体系认证证书

兹证明
苏州康盛生物有限公司

统一社会信用代码: 91320594MA24FCWF5H
注册地址: 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)文明路508号
经营地址: 江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)文明路508号A栋二楼

的质量管理体系适用于:

实验室用一次性塑料耗材的设计开发、生产和销售

已通过上海波西认证有限公司根据标准:
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

审核和注册

本认证要求组织必须按照上述标准保持其质量管理体系,并由POSI进行监督。
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。
查询网站: www.posicert.com
该证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站<http://cx.cnca.cn>查询。

  
中国认可
国际认证
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C219-M 总经理

证书编号: 38121Q0156R1S
首次发证日期: 2021.07.13 本次发证日期: 2024.07.08 有效期至: 2027.07.12

上海波西认证有限公司
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号1402A室 Email: info@posicert.com