
预制编码冻存管 2D Barcode Cryogenic Vials





管帽设计

适配开盖
便于自动化



特殊的结构设计

特殊的结构设计，在特殊条件下（如结冰）可以保障电机不过载，延长开盖器使用寿命（5.4万vs 4万次）



编码激光蚀刻

精度高，牢固性好
是每份样本的“永久身份证”



三码合一

（二维码，条形码，可读数字码）
多重保证，确保样本精准识别

产品特性

- 用户思维设计，兼顾多种需求
- 科学精密制造，产品稳定均一性强
- 海尔强大供应链体系，生物样本库整体方案输出
- 冻存盒与行业标准的SBS格式兼容

使用温度范围 ~-195（℃）		外旋盖型					三码合一		灭菌		
		0.5mL	0.75mL	1.0mL	1.0mL	2.0mL	0.5mL	0.75mL	1.0mL	1.0mL	2.0mL
样式		黑底白码					白底黑码				
工作容积（mL）		0.5mL	0.75mL	1.0mL	1.0mL	2.0mL	0.5mL	0.75mL	1.0mL	1.0mL	2.0mL
管盖外径（mm）		ϕ8.8mm	ϕ8.8mm	ϕ8.8mm	ϕ12.8mm	ϕ12.8mm	ϕ8.8mm	ϕ8.8mm	ϕ8.8mm	ϕ12.8mm	ϕ12.8mm
整高（mm）		29.27	35.93	49.17	32.05	42.88	29.27	35.93	49.17	32.05	42.88
SBS盒装	孔数	12×8	12×8	12×8	6×8	6×8	12×8	12×8	12×8	6×8	6×8
	盒	96支	96支	96支	48支	48支	96支	96支	96支	48支	48支
	箱	80盒	70盒	50盒	70盒	50盒	80盒	70盒	50盒	70盒	50盒
	货号	413032	413033	413034	413036	413004	413080	413082	413084	413087	413093
	下单编码	BE1D8NM01	BE1D83M00	BE1D8GM00	BE1G63000	BE1HJ5000	BE1HJP000	BE1HJQ000	BE1HJR000	BE1HJS000	BE1HJN000
方形盒装	孔数	14×14	14×14	\	10×10	10×10	\	\	\	10×10	10×10
	盒	196支	196支	\	100支	100支	\	\	\	100支	100支
	箱	30盒	30盒	\	30盒	30盒	\	\	\	30盒	30盒
	货号	413037	413038	\	413031	413005	\	\	\	413086	413092
	下单编码	BE1G64000	BE1G53000	\	BE1H16000	BE1DB7M00	\	\	\	BE1HJD001	BE1DBV000

新品上市★

预制编码冻存管 外旋 黑底白码 灭菌 自立式										
	工作容积	盖型	材质	管盖外径	冻存管样式	盒装样式	盒	箱	货号	下单编码
	5.0mL	蓝色凹盖	PP	ϕ 17.5mm	三码合一	SBS 4x6盒装，盒子带侧码，底码	24支	8盒	413140	BE1HJ7002
	0.26mL	蓝色凹盖	PP	ϕ 8.8mm	三码合一	12X8盒装，盒子带侧码，底码	96只	16盒	413196	BE1HJ6002

*详情见单页

推荐适配

热卖冰箱		适配冻存架		适配冻存管
DW-86L338J	2mL 预制编码方案	433004	5层*4列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413005
		433008	5层*4列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413005
DW-86L626	2mL 预制编码方案	433004	5层*4列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413005
DW-86L729	0.5mL 预制编码方案	433018	7层*7列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413032
	0.75mL 预制编码方案	433017	5层*7列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413033
	1mL 预制编码方案	433017	5层*7列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413034
	2mL 预制编码方案	433002	5层*5列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413005
	5mL 预制编码方案	433017	5层*7列冻存架；SUS304材质，抽屉式	413140